

移乗に便利なひじ掛け跳ね上げ式の折りたたみシャワーベンチ。

折りたたみシャワーベンチ TS/TU

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

- 商品サイズ：幅52×奥行50×高さ67～77cm
(座面までの高さ35～45cm)
(折りたたみ時：幅52×奥行16×高さ80cm)
- 商品重量：[TS] 約5kg [TU] 約4.8kg
- 材質：(座部・背もたれ) PE (ひじ掛け) PP
(ひじ掛けグリップ) エラストマー
(ソフトパッド) EVA (パイプ) アルミニウム
- 梱包入数：2
- 色調：レッド/ブルー

TS

品番	(レッド) 535-466 (ブルー) 535-465
価格	23,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210399484 (ブルー) 4970210399491
TAIS	00221-000229
CCTA95	093303

TU

品番	(レッド) 535-468 (ブルー) 535-467
価格	23,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210399507 (ブルー) 4970210399514
TAIS	00221-000230
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる