

身長や浴槽壁の高さに合わせてグリップの高さを選べます。

高さ調節付浴槽手すり UST-130

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



- 主な仕様
- 商品サイズ： 幅20×奥行27～33×高さ37～39cm
- 商品重量： 約3.9kg
- 材質： （本体・フレーム）ステンレス 〈内側ゴムシート貼り〉  
（カバー）PP  
（グリップ表面）エラストマー
- 梱包入数： 2
- 色調： レッド/ブルー
- 付属品： 段差補正板（5mm厚×3枚）

品番	（レッド） 536-600 （ブルー） 536-601
価格	18,500円 （税抜）
JAN	（レッド） 4970210436493 （ブルー） 4970210510926
TAIS	00221-000284
CCTA95	181806



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎0120-86-7735  
(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.