

足腰に不安があり浴槽への出入りと浴槽内での姿勢保持に

## 高さ調節付浴槽手すり UST-130N/UST-200N

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



幅広浴槽対応タイプ

### ■主な仕様

商品サイズ： [130N] 幅18×奥行29～38×高さ42cm  
[200N] 幅18×奥行36～43×高さ42cm

梱包サイズ： [130N] 横34×縦22×高さ47cm  
[200N] 横41×縦22×高さ47cm

商品重量： [130N] 約3.8kg [200N] 約4kg

梱包重量： [130N] 約10.0kg [200N] 約10.5kg

材質： (フレーム) アルミニウム (グリップ支柱) ステンレス  
(カバー) ポリプロピレン  
(グリップ表面) エラストマー

梱包入数： 2

色調： (本体) ホワイイト、(グリップ) レッド/グリーン/ブルー

### UST-130N

品番	(UST-130N レッド) 536-612 (UST-130N グリーン) 536-618 (UST-130N ブルー) 536-613
価格	26,500円 (税抜)
JAN	(UST-130N レッド) 4970210838198 (UST-130N グリーン) 4970210857717 (UST-130N ブルー) 4970210838204
TAIS	00221-000444

### UST-200N

品番	(UST-200N レッド) 536-614 (UST-200N グリーン) 536-619 (UST-200N ブルー) 536-615
価格	27,500円 (税抜)
JAN	(UST-200N レッド) 4970210838211 (UST-200N グリーン) 4970210857724 (UST-200N ブルー) 4970210838228
TAIS	00221-000445



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる