

身長や浴槽壁の高さに合わせてグリップの高さを選べます。

## 高さ調節付浴槽手すり UST-130R

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

商品サイズ：幅17×奥行30×高さ42cm  
※手すり高さ調節：11/14/17/20/23/26cm（6段階/3cmピッチ）  
※浴槽壁幅調節：4.5～13cm（3段階）

梱包サイズ：縦34×横22×高さ47cm

商品重量：約3.5kg

梱包重量：約9.5kg

材質：（フレーム）アルミニウム  
（ネジスリーブ・軸）黄銅+メッキ  
（クラッチ）ステンレス  
（手すり支柱）ステンレス  
（樹脂部品）ポリプロピレン、ポリエチレン  
（グリップ）エラストマー

梱包入数：2

色調：レッド/グリーン/ブルー

付属品：段差補正板（3枚）、L字レンチ

|      |  |
|------|--|
| 品番   | (レッド) 536-616<br>(グリーン) 536-620<br>(ブルー) 536-617                   |
| 価格   | 22,500円（税抜）  |
| JAN  | (レッド) 4970210842218<br>(グリーン) 4970210857731<br>(ブルー) 4970210842225 |
| TAIS | 00221-000452   |



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる