

今まで取り付けできなかったユニットバス対応の浴槽用手すり。

NEW

ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

■主な仕様

商品サイズ：幅21×奥行30.5～36.5×高さ49.5～80.5cm
グリップ高さ（浴槽上縁から）11・14・17・20cm

商品重量：約4.5kg

材質：[ハンドル、内グリップ、押圧板、スライドカバー] ポリプロピレン
[アジャスター固定ナット]
ポリプロピレン ※ナット部分はステンレス
[押圧ゴム板] エラストマー
[脚ゴム] 合成ゴム（防カビ加工）
[ゴムシート] 合成ゴム
[フレーム抜け止めネジ、フレーム固定ネジ、プッシュボタン用
バネ、グリップ部、グリップ支柱]
ステンレス ※グリップ部はエラストマー被膜（防カビ加工）
[可動フレーム、脚パイプ、短管] アルミニウム
[本体フレーム] アルミニウム、ポリプロピレン

梱包入数：2

色調：レッド/グリーン/ブルー

付属品：六角レンチ



品番	(レッド) 536-630 (ブルー) 536-631 (グリーン) 536-632
価格	30,000円（税抜）
JAN	(レッド) 4970210003336 (ブルー) 4970210003343 (グリーン) 4970210003350
TAIS	00221-000546



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる