

ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB ショート

浴槽壁が低いユニットバスにも対応可能な脚の高さ調節範囲30.5~44.5cm！！



ユニットバス対応

トルク制御

工具レス簡単高さ調節

購入対象品
(介護保険)

最大使用者体重
80kg



レッド

サイズ・容量 幅21×奥行30.5~36.5 ×高さ41.5~64.5cm

商品名タイプ	商品コード	JANコード	TAISコード	価格
レッド	536-640	013786	000555	30,000円(税抜)
ブルー	536-641	013793	000555	30,000円(税抜)
グリーン	536-642	013809	000555	30,000円(税抜)

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00 (12:00~13:00はのぞく)