

足腰に不安があり浴槽への出入りと浴槽内での姿勢保持に。

高さ調節付浴槽手すり UST-165W

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅20.5×奥行31.5～37.5×高さ37～39cm

商品重量：約4.6kg

材質：（本体・フレーム）ステンレス〈内側ゴムシート貼り〉
（カバー）PP
（グリップ表面）エラストマー

梱包入数：2

色調：レッド/ブルー

付属品：段差補正板（5mm厚×3枚）

| | |
|--------|--|
| 品番 | (レッド) 536-610 (ブルー) 536-611 |
| 価格 | 30,000円 (税抜) |
| JAN | (レッド) 4970210495261 (ブルー) 4970210510940 |
| TAIS | 00221-000335 |
| CCTA95 | 181806 |



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外)月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる