

ワイドな2段タイプ。

木製玄関台

60W-30-2段

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



■主な仕様

商品サイズ：幅60×奥行55・60×高さ20cm
(1段の高さ10cm)

商品重量：約10.3kg

材質：(構造部材) 天然木[ラバーウッド]
(表面加工) ウレタン樹脂特殊塗装
(脚ゴム・アジャスターゴム) エラストマー

梱包入数：1

色調：ブラウン/ライトブラウン

付属品：固定金具/木ネジ

品番	(ブラウン) 535-584 (ライトブラウン) 535-586
価格	32,500円 (税抜)
JAN	(ブラウン) 4970210396810 (ライトブラウン) 4970210396827
TAIS	00221-000204
CCTA95	182418



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる