

あっという間に設置完了。ベランダや縁側の設置に。

NEW

アットグリップ AT-C-240/240T

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品



240



240T

■主な仕様

商品サイズ：幅80×奥行45×高さ75～85cm

手すり高さ：75・80・85cm（3段階）

重量：（AT-C-240）約19kg

（AT-C-240T）約22kg

材質：（手すり）ウッドパウダー混合半硬質樹脂/アルミニウム

（支柱、高さ調節支柱）アルミニウム

（ベースプレート、固定プレート）ステンレス

（高さ調節固定ピン）ポリエチレン/ステンレス

（支柱端部カバー）AES樹脂

（エンド支柱ブラケット）アルミ合金

（滑り止めシートKA（大・小丸））（表面）発泡ウレタンゴム（接

着面）アクリル系接着剤

（端末保護カバー）塩化ビニル樹脂

（その他樹脂部）ポリプロピレン

梱包入数：1

AT-C-240

品番	870-140
価格	110,000円（税抜）
JAN	4970210001196
TAIS	00221-000542

ATC-240T

品番	870-141
価格	160,000円（税抜）
JAN	4970210001202
TAIS	00221-000543



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

（祝祭日以外の日～金 9:00～17:00（12:00～13:00はのぞ））

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる