

あっという間に設置完了。狭い玄関や小さい段差への設置に。

NEW

アットグリップ AT-C-630/630T

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品

■主な仕様

商品サイズ：幅80×奥行132×高さ75～85cm
手すり高さ：75・80・85cm（3段階）

重量：（AT-C-630）約39kg
（AT-C-630T）約47kg

材質：（手すり）ウッドパウダー混合半硬質樹脂/アルミニウム
（支柱、高さ調節支柱）アルミニウム
（ベースプレート、固定プレート）ステンレス
（高さ調節固定ピン）ポリエチレン/ステンレス
（支柱端部カバー）AES樹脂
（エンド支柱ブラケット、可変支柱ブラケット（可動部）、可変支柱
ブラケット（回転部、上・下）アルミ合金
（滑り止めシートKA（大・小丸））（表面）発泡ウレタンゴム（接
着面）アクリル系接着剤
（端末保護カバー）塩化ビニル樹脂
（その他樹脂部）ポリプロピレン

梱包入数：1



AT-C-630

品番	870-142
価格	220,000円（税抜）
JAN	4970210001219
TAIS	00221-000544

AT-C-630T

品番	870-143
価格	320,000円（税抜）
JAN	4970210001226
TAIS	00221-000545



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

（祝祭日以外の日～金 9:00～17:00（12:00～13:00はのぞ））

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる