

アットグリップ AT-C-E800 / E800T

アットグリップに65～80cmの伸縮手すりタイプが登場！玄関アプローチへの設置に最適な、工事不要であつという間に設置できる手すりです。高齢者の段差昇降の補助、動線の確保に。

レンタル対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg

ATTOGRIP
アットグリップ



E800

サイズ・容量 幅80×奥行135～150×高さ75・80・85cm(3段階)

商品名タイプ	商品コード	JANコード	TAISコード	価格
E800	870-162	026946	000573	245,000円(税抜)
E800T	870-163	026960	000574	370,000円(税抜)

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。

TOAGOSEI グループ

Aron
アロン化成

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)