

狭い玄関での段差昇降をより安全にサポートします。

上がりかまち用手すり

K-140L/K-140F

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



■主な仕様

商品サイズ： [K-140L] 幅21×奥行21×高さ81～120cm

[K-140F] 幅21×奥行22×高さ75～120cm

商品重量： [K-140L] 約3.7kg [K-140F] 約3.5kg

材質： (本体) スチール [メラミン焼付塗装]、(スライド脚) アルミニウム

梱包入数： 1

色調： ベージュ

付属品： 木ネジ/六角レンチ

品番	(K-140L) 531-032 (K-140F) 531-036
価格	24,000円 (税抜)
JAN	(K-140L) 4970210480298 (K-140F) 4970210480304
TAIS	00221-000325
CCTA95	181863



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる