

狭い玄関での段差昇降をよりやさしくサポートします。

上がりかまち用手すり

K-650L/K-650F

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



■主な仕様

商品サイズ： [K-650L] 幅21×奥行67×高さ81～120cm

[K-650F] 幅21×奥行67×高さ75～120cm

商品重量： [K-650L] 約4.6kg [K-650F] 約4.4kg

材質： (本体) スチール[メラミン焼付塗装]、(スライド脚) アルミニウム
(手すり部) スチール[エラストマー被覆]

梱包入数： 1

色調： ベージュ

付属品： 木ネジ/六角レンチ

品番	(K-650L) 531-002 (K-650F) 531-006
価格	35,000円 (税抜)
JAN	(K-650L) 4970210461860 (K-650F) 4970210461877
TAIS	00221-000318
CCTA95	181803



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる