

かまちが高く玄関スペースに余裕がない場合に対応します。

木製玄関台 S45W-30-1段

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



■主な仕様

商品サイズ：幅45×奥行30×高さ15・17.5・20・22.5cm

商品重量：約5.5kg

材質：（構造部材）天然木[ラバーウッド]
（表面加工）ウレタン樹脂特殊塗装
（脚ゴム・アジャスターゴム）エラストマー

梱包入数：1

色調：ブラウン/ライトブラウン

付属品：固定金具/木ネジ

| | |
|--------|-------------------------------------------------|
| 品番 | (ブラウン) 535-570 (ライトブラウン) 535-572 |
| 価格 | 29,000円 (税抜) |
| JAN | (ブラウン) 4970210397589 (ライトブラウン) 4970210397596 |
| TAIS | 00221-000206 |
| CCTA95 | 182418 |



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞ))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる