


狭い玄関での段差昇降をよりやさしくサポートします。

上がりかまち用手すり

S-950L/S-950F

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



■主な仕様

商品サイズ： [S-950L] 幅21×奥行97×高さ76～125cm

[S-950F] 幅21×奥行97×高さ70～125cm

商品重量： [S-950L] 約5.8kg [S-950F] 約5.6kg

材質： (本体・固定プレート) スチール[メラミン焼付塗装]

(手すり部) スチール[エラストマー被覆]、(スライド脚) アルミニウム

梱包入数： 1

色調： ベージュ

付属品： 木ネジ/六角レンチ/アンカーボルト

品番	(S-950L) 531-022 (S-950F) 531-026
価格	49,000円 (税抜)
JAN	(S-950L) 4970210461907 (S-950F) 4970210461914
TAIS	00221-000320
CCTA95	181803



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる