

持ち運びや、誤作動防止のため、ストッパー機能をリニューアル！

## 洋式トイレ用フレームSはねあげR2

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



### ■主な仕様

商品サイズ：幅65×縦55×高さ55～70cm

商品重量：9.8kg

材質：[木製ひじかけ]  
(フレーム) スチール  
(ひじ掛け) ラバーウッド無垢材

[プラスチック製ひじかけ]  
(フレーム) スチール  
(ひじ掛け) ポリプロピレン・ポリエチレン

梱包入数：1

色・柄：ホワイト

※組立て式

### 木製ひじかけ

品番	533-087
価格	55,000円 (税抜)
JAN	4970210510513
TAIS	00221-000450

### プラスチック製ひじかけ

品番	533-086
価格	57,000円 (税抜)
JAN	4970210841938
TAIS	00221-000451



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎0120-86-7735  
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる