

狭い玄関での段差昇降をよりやさしくサポートします。

## 上がりかまち用手すり

### SM-1100L/SM-1100F

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



#### ■主な仕様

- 商品サイズ： [SM-1100L] 幅21×奥行111×高さ86～125cm  
[SM-1100F] 幅21×奥行111×高さ80～125cm
- 商品重量： [SM-1100L] 約7.4kg [SM-1100F] 約7.2kg
- 材質： (本体・固定プレート) スチール[メラミン焼付塗装] (手すり部)  
タモ積層材  
(スライド脚) アルミニウム
- 梱包入数： 1
- 色調： ライトブラウン/ブラウン
- 付属品： 木ネジ/六角レンチ/アンカーボルト

#### ライトブラウン

品番	(SM-1100L) 531-074 (SM-1100F) 531-078
価格	63,500円 (税抜)
JAN	(SM-1100L) 4970210459775 (SM-1100F) 4970210459799
TAIS	00221-000324
CCTA95	181803

#### ブラウン

品番	(SM-1100L) 531-072 (SM-1100F) 531-076
価格	63,500円 (税抜)
JAN	(SM-1100L) 4970210459768 (SM-1100F) 4970210459782
TAIS	00221-000324
CCTA95	181803



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる