

狭い玄関での段差昇降をよりやさしくサポートします。

## 上がりかまち用手すり SM-950L/SM-950F

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



### ■主な仕様

- 商品サイズ： [SM-950L] 幅21×奥行97.5×高さ76～125cm  
[SM-950F] 幅21×奥行97.5×高さ70～125cm
- 商品重量： [SM-950L] 約5.8kg [SM-950F] 約5.6kg
- 材質： (本体・固定プレート) スチール[メラミン焼付塗装] (手すり部)  
タモ積層材  
(スライド脚) アルミニウム
- 梱包入数： 1
- 色調： ライトブラウン/ブラウン
- 付属品： 木ネジ/六角レンチ/アンカーボルト

### ライトブラウン

品番	(SM-950L) 531-064 (SM-950F) 531-068
価格	55,000円 (税抜)
JAN	(SM-950L) 4970210459737 (SM-950F) 4970210459751
TAIS	00221-000323
CCTA95	181803

### ブラウン

品番	(SM-950L) 531-062 (SM-950F) 531-066
価格	55,000円 (税抜)
JAN	(SM-950L) 4970210459720 (SM-950F) 4970210459744
TAIS	00221-000323
CCTA95	181803



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる