

ひじ掛けは木製とプラスチック製、本体はスチールとステンレスとの2種類から選べるようになりました。

洋式トイレ用フレームSUS-はねあげR2

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



木製ひじ掛け

■主な仕様

商品サイズ：幅66×奥行55×高さ55～70cm

商品重量：10.0kg

材質：[木製ひじ掛け]
(フレーム) ステンレス
(ひじ掛け) ラバーウッド無垢材

[プラスチック製ひじ掛け]
(フレーム) ステンレス
(ひじ掛け) ポリプロピレン・ポリエチレン

梱包入数：1

色・柄：アイボリー

木製ひじ掛け

品番	533-067
価格	65,000円 (税抜)
JAN	4970210847008
TAIS	00221-000458

プラスチック製ひじ掛け

品番	533-068
価格	65,000円 (税抜)
JAN	4970210847015
TAIS	00221-000459



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる