

# アットグリップ トイレサポート

どんな便器にも、トイレ環境にも置ける「置くだけ」タイプ。便器を選ばず、置くだけでしっかり安定する簡単手すり。ひじ掛け調節機能も満載です。

NEW

レンタル対象品  
(介護保険)

最大使用者体重  
100kg



**ATTOGRIP**  
アットグリップ



H-T (両側はねあげ)

サイズ・容量 幅66×奥行47×高さ56・59・62・65 cm(4段階)

商品名タイプ	商品コード	JANコード	TAISコード	価格
H-S (片側はねあげ)	870-087	032008	000577	55,000円(税抜)
H-T (両側はねあげ)	870-088	032091	000578	69,000円(税抜)
HN-T (片側はねあげ/片側ノーマル)	870-089	032107	000579	64,000円(税抜)
N-S (片側ノーマル)	870-090	032114	000580	50,000円(税抜)
N-T (両側ノーマル)	870-091	032121	000581	59,000円(税抜)

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。

 TOAGOSEI グループ

 アロン化成

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル  0120-86-7735  
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)