

NEW

歩行車 リルターン 電動アシスト付

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品



■主な仕様

商品サイズ： 幅52×奥行65×高さ74～86cm
座面高：47cm
折りたたみ幅：30cm

商品重量：約9.1kg
バッグ容量：6kg未満（容量約12リットル）
座面耐荷重：100kg

材質：（座面・バッグ）ポリエステル
（フレーム）アルミニウム
（ハンドルグリップ）エラストマー樹脂
（タイヤ）前輪：EVA樹脂、後輪：エラストマー樹脂

バッテリー：リチウムイオンバッテリー（専用充電器付属）
連続使用時間：約4時間
充電時間：約3時間
電池サイクル寿命：300回

カラー：ワインレッド

梱包入数：1

※付属品：専用充電器

品番	532-319
価格	220,000円（税抜）
JAN	4970210004623
TAIS	000547



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞ))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる