

小さく回れて小さくしまえる

## 歩行車 リルターン ハイタイプ/ロータイプ

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品

### ■主な仕様

- 商品サイズ： (H)  
幅48×奥行65×高さ74～86cm  
ハンドル高さ74・76.4・78.8・81.2・83.6・86cm (6段階)  
座面高さ47cm  
(L)  
幅48×奥行65×高さ67～74.5cm  
ハンドル高さ67・69.5・72・74.5cm (4段階)  
座面高さ47cm
- 梱包サイズ (個装サイズ)： [ハイタイプ]縦28.5×横67×高さ77.5cm  
[ロータイプ]縦28.5×横67×高さ70.5cm
- 商品重量： H：約6.5kg  
L：約6.4kg
- バッグ容量： 約12 L (载荷重：6kg未満)
- 材質： (座面、バッグ) ポリエステル  
(フレーム) アルミニウム  
(ハンドルグリップ) エラストマー樹脂  
(ハンドル、ホイール、ブレーキレバー、ブレーキ調節ネジ)  
ポリプロピレン  
(タイヤ) EVA樹脂
- カラー： ワインレッド
- 梱包入数： 1



ハイタイプ (H)

ロータイプ (L)

品番	(ハイタイプ) 532-315 (ロータイプ) 532-316
価格	48,000円 (税抜)
JAN	(ハイタイプ) 4970210845646 (ロータイプ) 4970210845653
TAIS	(ハイタイプ) 00221-000456 (ロータイプ) 00221-000457



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735  
(祝祭日以外 月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる