

ハンドルが高いトールサイズ

NEW

## 歩行車 リルターントール103タイプ

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品



### ■主な仕様

商品サイズ：幅54×奥行65×高さ88.5～103.5cm  
座面高：53cm

商品重量：約7.1kg

バッグ容量：6kg未満（容量約14リットル）

座面耐荷重：100kg

材質：（座面・バッグ）ポリエステル  
（フレーム）アルミニウム  
（ハンドルグリップ）エラストマー  
（ハンドル・ホイール・ブレーキバー・ブレーキ調節ネジ）PP  
（タイヤ）EVA樹脂

カラー：ワインレッド

梱包入数：1

品番	532-327
価格	48,000円（税抜）
JAN	4970210006580
TAIS	000549



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎0120-86-7735  
(祝祭日以外 月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる