

# 介護施設でのお困りごとを解決！ 感染対策商品のご提案



## 排泄支援

こんな現場  
におすすめ

- 1 排泄物処理による**身体的・心理的負担を低減**したい
- 2 排泄物処理による**感染リスクを低減**したい
- 3 居室内の排泄物の**臭いを低減**したい

## 家具調トイレセレクトR 自動ラップ

139,000円(税抜)～ 介護ロボット導入支援事業対象品 介護保険対象品(購入)


- ワンタッチ操作で排泄物をラップ処理できるので、バケツを洗う必要がありません。
- 排泄物のラップ処理には専用の凝固剤とフィルムカセットを使います。
- フィルムと凝固剤は1回の使用で約50円と非常に経済的です。

排泄物を  
フィルムで密封!



## 施設スタッフの声

臭いと処理の手間が減ったことで**利用者様、職員の両方が心理的負担を減らすことができ、排泄環境の改善に繋がりました。**  
処理負担軽減により職員がより多くの時間を充てられるようになり**利用者様の満足度が向上**しました。



さらに、コロナ禍で利用者様の隔離が必要になった際に、**ゾーニング対応として共用トイレの代替として使用**ことができ、職員様の負担も少なく好評です!



## 水洗ポータブルトイレ キューレット

(屋外仕様) 649,000円(税抜)～ 介護ロボット導入支援事業対象品 介護保険対象品(購入)

(室内仕様) 704,000円(税抜)～

- 新幹線のトイレと同じような原理で動く水洗ポータブルトイレです。水洗式なので部屋のニオイの低減と、汚物処理負担の低減に繋がります。
- 排水方式は、工事不要で排泄物を密閉容器に複数回貯留する室内仕様と、工事を行い排泄物を直接下水へ排水する屋外仕様が選べます。

自分で  
排泄物を  
流せます

においを  
低減

後処理不要で負担軽減

屋外仕様



工事不要で簡単設置

室内仕様



真空の力で排泄物を  
一気に吸引!



## 施設スタッフの声

施設が古く、使わない小便器が多数ありましたが、小便器を取り外して**女性職員1人で動かせる水洗トイレが取付けられ良かった**です。  
移乗の負担軽減に加え汚物処理も不要になったので**職員、利用者様の負担が減り満足度が向上**しました。



「キューレット」の導入で、**お部屋の臭いが低減**しました。利用者様も自身で流せるので排泄への気兼ねが低減したようです。工事不要でどこでも置けるので、**水洗トイレを必要な時に必要な場所に移動できるのが嬉しい**ですね。

## ポータブルトイレ用処理袋 すっきりポイ

(30枚入) 4,650円(税抜)

- 既存のポータブルトイレに!

汚物処理が  
簡単に

バケツに  
被せるだけ



## 入浴支援

こんな現場  
におすすめ

- 1 シャワー浴の方に**ハンドシャワー**を当て続けている
- 2 心疾患や失禁のある方でも**身体の内まで温めてあげたい**
- 3 発熱患者や感染者の**隔離入浴を安全に行いたい**

## 温浴シャワーイスHP

110,000円(税抜)

シャワーベンチに  
座ったまま温浴ができる!  
しかも工事不要!



### 施設スタッフの声

従来は体が冷えないように職員がシャワーをかけ続けていましたが温浴シャワーイスならその負担がありません。他の利用者様を待たせることがなくなり、時間も短縮できました。共同の浴室を使用できず、湯船に浸かれない入所者様でも、個浴に設置することで安全な入浴が可能になりました。



### 利用者様の声



温浴シャワーイスなら、**洗髪中も寒くないので良い**です。お風呂の代わりとまではいかないが気持ちよく、湯船が空くのを待っている間、**温浴シャワーベンチなら寒くありません**。特に風呂場が冷える冬に重宝すると思います。

## 職場環境の改善に

## 飛沫対策三面パーテーション

16,500円(税抜)

- ▶ オフィスデスクにも最適 幅 110cm
- ▶ しっかりとした飛沫対策 高さ 70cm<sup>※1</sup>
- ▶ 正面に加え側面の対策も 奥行 60cm



オフィスで**安心して働ける環境作り**に。  
**新しい生活様式**の1つです。

### 安心・安全・便利な三面パーテーション

三面式なので正面と側面の  
飛沫を防止

コの字形なので  
机4つに2台で対応  
できるので経済的



軽量なので設置・移動が  
ラクにできる

声の通りが良い  
フィルムを採用

視認性が高く  
角丸の安全フレーム

組立式なので未使用時は  
コンパクトに収納可能<sup>※2</sup>

※1 天面の高さ70cm以上の机に使用した場合、床から140cm以上の高さには設定できません

※2 使用時サイズ:幅110×奥行60×高さ70cm または、幅95×奥行67.5高さ70cm / 収納時サイズ:幅16×奥行13.5×高さ91cm



**アロン化成株式会社**

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)