

安 あんじゅ 寿

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

ポータブルトイレFX-CP 片手ペーパーホルダーR タイプ

家具調トイレセレクトRはねあげ/はねあげワイド 片手ペーパーホルダーR タイプ

片手で切れるペーパーホルダーが
より使いやすくなって **リニューアル!**



▶動画でチェック



困りごと 1



ペーパーが切れない

- 片麻痺などの
上肢が不安定
な方は、両手
を使っての作
業が難しい。



解決手段

片手で切れるタイプのホルダーを使用する



ペーパーを押さえる必要がなく、
片手で簡単に切ることができます

- 「**押さえる**」「**切る**」という2つの動作を片手で
一度に行うことができますので、排泄動作の自
立もサポートできます。



困りごと 2



今までの片手で切れるタイプ
のホルダーでも切れにくい

- ペーパー残量が少なくなると、空回り
して切れにくく困っている。
- 手が届きにくい。

解決手段

「安寿」の片手ペーパーホルダーRを使用する!



「ピタスパッター」で**最後までしっかりカット**

- ペーパーの量が
少なくなっても、
カッターがスラ
イドして押さえら
れ、**最後まで無
駄なく使えます。**



- 症状に合わせ
て、手が届き
やすい位置や
角度に調節で
きます。



新しい片手ペーパーホルダーRのその他の便利機能

■ ペーパー交換が簡単

- 1 ペーパーカッターを外す。
- 2 ペーパーを交換する。
- 3 ペーパーカッターを戻す。

3動作だけで簡単にペーパー交換可能です。



■ ベッド柵にも取り付けできる

「ポータブルトイレ以外にも取り付けたい」というお客様のお声より、ベッド柵などにも取り付けできる構造としました。

※別途、市販のS字フック(2個)をご用意いただく必要があります。



■ 既存ポータブルトイレにも取り付け可能

片手ペーパーホルダーRを単品で購入していただくと、下記のポータブルトイレに取り付け可能です。

【取り付け可能ポータブルトイレ】

- ・FX-CP
- ・FX-CPいはねあげ
- ・ジャスピタ
- ・家具調トイレセレクトRはねあげシリーズ

樹脂製ポータブルトイレの特長



FX-CPシリーズ

- ・お求めやすい価格設定
- ・累計生産台数100万台突破のロングセラー
- ・ポータブルトイレ最高クラスの座面高～49cm対応、肘掛高～30cm対応

家具調トイレの特長



家具調トイレセレクトRはねあげシリーズ

- ・ワンタッチロックで操作がしやすい肘かけ
- ・高さ調節(35～50cm)、便座の角度調整も簡単です
- ・標準(内寸42cm)とワイド(内寸48cm)から選べます

■ 片手ペーパーホルダーRタイプトイレのラインナップ



品名	ポータブルトイレFX-CP補高なし片手ペーパーホルダーRタイプ(標準便座)	家具調トイレセレクトRはねあげ片手ペーパーホルダーRタイプ(標準便座)	家具調トイレセレクトRはねあげワイド片手ペーパーホルダーRタイプ(標準便座)	片手ペーパーホルダーR
製品コード	533705	533706	533707	592285
JANコード	4970210041345	4970210041352	4970210041369	4970210041703
TAISコード	000628	000629	000630	—
メーカー希望小売価格	27,500円(税込 30,250円)	73,500円(税込 80,850円)	79,500円(税込 87,450円)	2,200円(税込 2,420円)

※JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

YouTube

Twitter

Instagram



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- 個人情報情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…