

あんじゅ
安寿

安心・安全・快適な入浴のご提案
(入浴介護用品)

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

「自宅で入浴したい」
そんな思いを叶える、
「安寿」の入浴介護用品。




ARONKASEI CO., LTD.

毎日、自宅のお風呂に入りたいけれど…

入浴に関するアンケートでは「可能な限り自宅の湯船につかりたい」という質問には9割以上の方が「Yes」と答えました。しかし、ほとんどの方が、自宅で入浴したいのに、できていないことが分かりました。

ニーズと現実とのギャップ

入浴に関するアンケート



毎日自宅に入浴できている方は全体のたった**17%**

週に何度かの入浴…約**83%**
 デイサービスのみで入浴…約**39%**

※アロン化成調べ：2014年「入浴に関するアンケート」
 (要介護者の同居家族200名対象)



が解決!

ご利用者と介助する人にあわせて“**自宅に入浴できる**”を提案します!

1 浴槽のまたぎ動作が不安定な方に… 浴槽手すり・浴槽台を使用して お風呂に入る

困りごと

筋力低下、バランス機能の低下などでまたぎ動作が安定しない。



浴槽手すりで解決!

身体に近い位置に手すりを取り付けることで、またぎ動作を安定させます。



困りごと

・浴槽からの立ち上がりができない。
 ・肩とひじを大きく曲げなければならずプッシュアップしづらい。
 ・足が引きにくいので重心移動しづらい。



浴槽台で解決!

・肩とひじを大きく曲げる必要がなく、プッシュアップしやすい。
 ・足が引きやすいので、重心移動がしやすい。



2 浴槽をまたぐことができない方に… バスボードを使用してお風呂に入る

困りごと

筋力低下、半身マヒなどでまたぎ動作ができない。



バスボードで解決!

バスボードを使用することで浴槽をまたがずに入ることができます。



困りごと

介助者が利用者を抱えながらバスボードを外さなければいけないのが大変。



バスボードはねあげくんで解決!

座面がはね上がるので、取り外す必要がなく、介助の負担を軽減します。



3 浴槽に入ることが難しい方に… 温浴シャワーベンチで入浴する

困りごと

全身の筋力低下などにより、浴槽への移動や浴槽からの立ち上がりができない。



心臓、循環器への負担を避けたい。



ハンドシャワー浴では十分に温まらない。



温浴シャワーベンチHPフィットで解決!

・身体の近くから広範囲にお湯を当てられるので全身が温まります。
 ・工事不要で誰でも簡単に設置できます。



解説動画、公開中!



	品名		カラー	製品コード	JAN	TAIS	価格(税抜)	備考	
	ユニットバス 対応浴槽手すり	UST-130UB	レッド	536-630	00333-6	000546	30,000円	ユニットバスの浴槽に 取り付け可能	
			ブルー	536-631	00334-3				
			グリーン	536-632	00335-0				
	高さ調節付 浴槽手すり	UST-130N	レッド	536-612	83819-8	000444	26,500円	在来工法の浴槽に。 工具レスで取付・高さ調節が ラクラク。 200Nは浴槽壁厚20cmまで 対応。	
			ブルー	536-613	83820-4				
			グリーン	536-618	85771-7				
		UST-200N	レッド	536-614	83821-1	000445	27,500円		
			ブルー	536-615	83822-8				
			グリーン	536-619	85772-4				
	ステンレス製 浴槽台R	ジャスト10	レッド	536-490	84178-5	000312	17,000円	天板:すべり止めタイプ	
			ブルー	536-491	84179-2				
		ジャスト12-15	レッド	536-492	84180-8	000312	18,000円		
			ブルー	536-493	84181-5				
		ジャスト15-20	レッド	536-494	84182-2	000312	18,000円		
			ブルー	536-495	84183-9				
		ジャスト17.5-25	レッド	536-496	84184-6	000312	18,000円		
			ブルー	536-497	84185-3				
		ジャスト20-30	レッド	536-498	84186-0	000312	18,000円		
			ブルー	536-499	84187-7				
		ジャストソフト10	レッド	536-500	84188-4	000312	18,000円		天板:ソフトクッションタイプ
		ジャストソフト12-15	レッド	536-501	84189-1		19,000円		
ジャストソフト15-20	レッド	536-502	84190-7	19,000円					
ジャストソフト17.5-25	レッド	536-503	84191-4	19,000円					
ジャストソフト20-30	レッド	536-504	84192-1	19,000円					
	バスボード はねあげくん	H-S	ホワイト/レッド	535-102	85814-1		000516	39,800円	
		H-L	ホワイト/レッド	535-105	85815-8	000517			
	温浴シャワーベンチHPフィット	レッド	536-306	007082	000551	98,000円	温浴シャワーで体が温まる。 工事不要で設置可能。		
		ブルー	536-307	007099					

“安寿”の入浴用品は

防カビWダブル

防カビ加工 / クリーン構造

素材と機能のW効果で
キレイが続く。

防カビ加工



カビを
寄せ付けない!

SIAA 防カビ認証取得!

クリーン構造



防汚構造で
キレイが続く!

乾きやすい“速乾構造”

TOAGOSEI グループ

アロン化成株式会社

アロン化成

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
 大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
 名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
 福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
 ●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
 ●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

■お問い合わせは…