

安^{あんじゅ}寿

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

楽しく開閉シャワーベンチ Sフィット(もちぷる)

楽^{らく}お^おりシリーズ

もちぷる
MOCHIPURU

くつろぎを生む
やわらかさ。

“もっちり”したソフトパッドがくつろぎのバスタイムを演出します。

導入の効果

もっちり触感


もっちりとした触感で座り心地抜群。入浴が快適になり、「また入りたい」という気持ちを促します。



やわらかさ
30% UP!

圧力分散

圧力を分散するので、勢いよく座っても安心。痩せたお尻や背骨があたることの痛みを軽減し、長時間の利用も可能にします。



スムーズな移乗

座面が必要以上に沈み込まないので、動作や移乗もスムーズに行えます。



冬でも冷たくなりにくい

寒い冬場でも冷たくなりにくいソフトパッドを採用。利用者は心地よく入浴でき、介助者も負担が軽減します。



ARONKASEI CO., LTD.

背もたれの角度調整と映える花柄ワンポイント

縁起の良い逆さ絵になっており、背もたれ調整角度がより分かりやすくなりました。

※ 背もたれパッドを上下反転させることで背もたれ角度を調整できます。

立ち上がりやすい 姿勢保持タイプ



垂直に近い背もたれ形状で重心を移動させやすいため、立ち上がりやすくなります。

座位移乗や足を洗うときに 足を上げやすい 背もたれ後傾タイプ



座位移乗時に背中を後ろに傾けられるため足上げが行いやすくなります。

浴室に馴染む シックなブラウンカラー


落ち着いた雰囲気のブラウンは、汚れが目立ちにくいカラーです。



楽しく開閉



コンパクトに 折りたたみ



お手入れしやすいソフトパッド


座面ソフトパッドの水抜き穴を1か所だけにしたことでお手入れの手間を軽減できます。



防カビ加工
&
クリーン構造





商品寸法図



単位: cm

座面寸法図



楽しく開閉シャワーベンチ Sフィット(もちぶる)

41,000円 (税込 45,100円)

商品サイズ	幅46×奥行48~53×高さ71~83cm (座面までの高さ: 36~48cm) (折りたたみ時: 幅46×奥行16×高さ83.5~96.5cm)	
商品重量	約4.8kg	
材質	(座面・背もたれ) PE (グリップ) エラストマー (ひじ掛け) PP	(脚ゴム) 合成ゴム (ソフトパッド) EVA (パイプ) アルミニウム
カラー	ブラウン	
商品コード	536-126	
JAN	49-70210-03247-3	
TAIS	00221-000582	

最大使用者体重 100kg

特定福祉用具/特定介護予防福祉用具



TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 10:00~16:00 (12:00~13:00はのぞく)

● お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
● 個人情報には適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

● 記載価格はメーカー希望小売価格です。
● 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
● 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■ お問い合わせは...