


「やりたい」を
「できる」に変えよう。

楽しく開閉 シャワーベンチ Sコンパクト/CN

楽おりシリーズ

楽しく開閉シリーズ

ひじ掛け付き
コンパクトタイプが
誕生しました。



ひじ掛けが無い
軽いタイプも追加！

ひじ掛けが
無い分軽くなり、
3.9kg！

CN ひじ掛け無しタイプ

- ・ひじ掛けが無い分、座位移乗しやすい
- ・軽いので、脱衣所などへ持ち運びしやすい

Sコンパクト/ CN 共通

(ひじ掛け付き) (ひじ掛け無し)

狭い浴室に置いても移動や洗体時の
邪魔にならないコンパクトサイ

0.75坪の浴室でも広くスペースを使える！

ドアの開閉
スペースを確保
着座時に足元の
スペースを確保




Sコンパクト ひじ掛け付きタイプ

小柄な方でもひじ掛けが
フィットした状態で使用できる

身体にフィット

小柄な方でも、身体から近い位置にひじ掛けがあるため、立ち座りや座位保持が安心してできる！



狭い浴室でも
ひじ掛けを使用できる

ひじ掛けがはねあがるため、片側だけの使用で広々と利用可能！

※片側のひじ掛けへ横方向に力をかけて支えたり、体重をかけすぎると製品が転倒するおそれがあります。




楽しく開閉シリーズ共通


楽しく開閉



背もたれ角度調節が可能



コンパクトに折りたたみ



楽しく開閉シャワーベンチ Sコンパクト/CN/S/U/Sフィット

座面タイプ	カラー	商品コード	商品サイズ	商品重量	材質	JAN	TAIS	価格
Sコンパクト	レッド	536-094	幅41×奥行45～49×高さ66～76cm (座面までの高さ:33～43cm) (折りたたみ時:幅41×奥行16×高さ80～91cm)	4.5kg	(座面・背もたれ)ポリエチレン (グリップ)エラストマー ^{*1} (ひじ掛け)ポリプロピレン ^{*1} (脚ゴム)合成ゴム (ソフトパッド)EVA樹脂 (パイプ)アルミニウム ※1 CNは除く	024577	000571	38,000円 (税抜)
	ブルー	536-095				024614		
	グリーン	536-096				024621		
CN	レッド	536-097	幅41×奥行45～49×高さ66～76cm (座面までの高さ:33～43cm) (折りたたみ時:幅41×奥行16×高さ77～88cm)	3.9kg		024638	000572	33,000円 (税抜)
	ブルー	536-098				024645		
	グリーン	536-099				024652		
S	レッド	536-080	幅51×奥行48～53×高さ71～83cm (座面までの高さ:36～48cm) (折りたたみ時:幅51×奥行16×高さ83.5～96.5cm)	5.2kg		012604	000558	38,000円 (税抜)
	ブルー	536-081				012611		
	グリーン	536-082				012628		
U	レッド	536-085	幅51×奥行48～53×高さ71～83cm (座面までの高さ:36～48cm) (折りたたみ時:幅51×奥行16×高さ83.5～96.5cm)	5.2kg		012635	000558	38,000円 (税抜)
	ブルー	536-086				012642		
	グリーン	536-087				012659		
Sフィット	レッド	536-090	幅46×奥行48～53×高さ71～83cm (座面までの高さ:36～48cm) (折りたたみ時:幅46×奥行16×高さ83.5～96.5cm)	4.8kg		012666	000559	38,000円 (税抜)
	ブルー	536-091				012680		
	グリーン	536-092				012710		

JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。
TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。

組立完成品

最大使用者体重 100kg

特定福祉用具/特定介護予防福祉用具


TOAGOSEI ブループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 10:00~16:00(12:00~13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
- 個人情報情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■ お問い合わせは...