


「やりたい」を
「できる」に変えよう。

楽しく開閉シリーズに

ひじ掛け付き
コンパクトタイプが
誕生しました。



ひじ掛けが無い
軽いタイプも追加!

ひじ掛けが
無い分軽くなり、
3.9kg!

CN ひじ掛け無しタイプ

- ・ひじ掛けが無い分、座位移乗しやすい
- ・軽いので、脱衣所などへ持ち運びしやすい

Sコンパクト/ CN 共通

(ひじ掛け付き) (ひじ掛け無し)

狭い浴室に置いても移動や洗体時の
邪魔にならないコンパクトサイズ

0.75坪の浴室でも広くスペースを使える!



ドアの開閉
スペースを確保


着座時に足元の
スペースを確保

Sコンパクト ひじ掛け付きタイプ

小柄な方でもひじ掛けが
フィットした状態で使用できる

身体にフィット

小柄な方でも、身体から近い位置にひじ掛けがあるため、立ち座りや座位保持が安心してできる!



狭い浴室でも
ひじ掛けを使用できる

ひじ掛けがはねあがるため、片側だけの使用で広々と利用可能!

※片側のひじ掛けへ横方向に力をかけて支えたり、体重をかけすぎると製品が転倒するおそれがあります。




楽しく開閉シリーズ共通

楽しく開閉

背もたれ角度調節が可能

コンパクトに折りたたみ



商品タイプ	カラー	高さ (cm)	幅 (cm)	奥行 (cm)	折りたたみ時高さ (cm)
Sコンパクト	レッド	66~76	41	45~49	16 (開閉ロック時) 22 (開閉ロック解除時)
	ブルー				
	グリーン				
CN	レッド	66~76	41	45~49	77~88
	ブルー				
	グリーン				

楽しく開閉シャワーベンチ Sコンパクト/CN/S/U/Sフィット

座面タイプ	カラー	商品コード	商品サイズ	商品重量	材質	梱包入数	JAN	TAIS	価格
Sコンパクト	レッド	536-094	幅41×奥行45~49×高さ66~76cm (座面までの高さ:33~43cm)	4.5kg	(座面・背もたれ) ポリエチレン (グリップ) エラストマー*1 (ひび掛け) ポリプロピレン*1 (脚ゴム) 合成ゴム (ソフトパッド) EVA樹脂 (パイプ) アルミニウム ※1 CNは除く	2	024577 024614 024621	000571	28,000円 (税抜)
	ブルー	536-095	(折りたたみ時:幅41×奥行16×高さ80~91cm)						
	グリーン	536-096							
CN	レッド	536-097	幅41×奥行45~49×高さ66~76cm (座面までの高さ:33~43cm)	3.9kg		2	024638 024645 024652	000572	24,000円 (税抜)
	ブルー	536-098	(折りたたみ時:幅41×奥行16×高さ77~88cm)						
	グリーン	536-099							
S	レッド	536-080	幅51×奥行48~53×高さ71~83cm (座面までの高さ:36~48cm)	5.2kg		2	012604 012611 012628	000558	28,000円 (税抜)
	ブルー	536-081	(折りたたみ時:幅51×奥行16×高さ83.5~96.5cm)						
	グリーン	536-082							
U	レッド	536-085	幅51×奥行48~53×高さ71~83cm (座面までの高さ:36~48cm)	5.2kg		2	012635 012642 012659	000558	28,000円 (税抜)
	ブルー	536-086	(折りたたみ時:幅51×奥行16×高さ83.5~96.5cm)						
	グリーン	536-087							
Sフィット	レッド	536-090	幅46×奥行48~53×高さ71~83cm (座面までの高さ:36~48cm)	4.8kg		2	012666 012680 012710	000559	28,000円 (税抜)
	ブルー	536-091	(折りたたみ時:幅46×奥行16×高さ83.5~96.5cm)						
	グリーン	536-092							

JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。
TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。

組立完成品 最大使用者体重 100kg 特定福祉用具/特定介護予防福祉用具



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

- 東京支店 ☎(03)3502-1422
- 大阪支店 ☎(06)6448-5127
- 名古屋支店 ☎(052)203-0396
- 福岡支店 ☎(092)741-1411
- 仙台支店 ☎(022)291-5475
- 広島支店 ☎(082)245-7101
- 札幌営業所 ☎(011)796-8040
- 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00(12:00~13:00はのぞく)

・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
・個人情報適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

■お問い合わせは…