


「やりたい」を
「できる」に変えよう。

ご好評のAT-Cシリーズ 伸縮手すりタイプに 新しく「階段設置タイプ」をご提案



こんな場所に最適!

玄関先がすぐに公道になっている戸建に。
奥行の短いベースプレートが設置環境を拡大させます! 階段にも設置できるサイズが加わったので、更に多くの家屋に設置できます。




手すりが伸縮!

80cm~105cmまで
無段階で伸縮調整が可能。
様々なシーンに柔軟に対応
できます。
伸縮する手すりだから設置
時の調整が簡単!



角度が変わるブラケット 上下左右、柔軟に対応可能!

上下左右に角度変更が可能なので、使いやすい場所に
ベースプレートをズラして設置できます。



ATTOGRIP ラインナップ
アットグリップ

240

ベランダや
縁側に



630

玄関や
小さい段差に



930

ポーチ部や
玄関に



E1050

3段階など
長いアプローチに



E1050-S

階段の踏面に



新規部品


部品	AT-C-E1050-S 手すりセット(キャップ付き)	AT-C用 S支柱セット	AT-C用 ベースプレート W940	AT-C-E1050-S <手すり支柱セット>
価格(税抜)	45,000円	30,000円	85,000円	110,000円
商品コード	592-389	592-390	592-388	592-387
JAN	02527-7	02528-4	02525-3	02524-6
詳細	階段タイプ用伸縮手すり、キャップ、六角レンチ2.5mm	階段タイプ用 1本支柱	ベースプレート 1枚	階段タイプ用伸縮手すり、キャップ、六角レンチ2.5mm 階段タイプ用 1本支柱、短手すり 2本支柱

仕様

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品 最大使用者体重：100kg

									NEW	
	AT-C-240	AT-C-240T	AT-C-630	AT-C-630T	AT-C-930	AT-C-930T	AT-C-E1050	AT-C-E1050T	AT-C-E1050-S	AT-C-E1050T-S
価格(税抜)	110,000円	160,000円	220,000円	320,000円	220,000円	320,000円	245,000円	370,000円	230,000円	330,000円
商品コード	870-140	870-141	870-142	870-143	870-130	870-131	870-150	870-151	870-160	870-161
TAIS	000542	000543	000544	000545	000500	000501	000553	000554	000568	000569
JAN	00119-6	00120-2	00121-9	00122-6	85445-7	85446-4	00756-3	00757-0	02522-2	02523-9
梱包入数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
重量	約19kg	約22kg	約39kg	約47kg	約39kg	約48kg	約39kg	約48kg	約34kg	約40kg
最大設置高さ	-	-	30cm	30cm	45cm	45cm	45cm	45cm	45cm	45cm
接続部の手すり長さ	-	-	63cm	63cm	93cm	93cm	80~105cm	80~105cm	80~105cm	80~105cm


* JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。




部 品 名	材 質
手すり	ウッドパウダー混合半硬質樹脂/アルミニウム
外支柱、スライド支柱	アルミニウム
ベースプレート、固定プレート	ステンレス
各支柱ブラケット	アルミニウム合金

設置条件


●平坦な場所に設置する場合 ※斜面に設置しないでください。




●段差のある場所に設置する場合




●段差のある場所に設置する場合 (E1050-S/E1050T-S)



①	(630/630T) 42cm 目安 (930/930T) 73cm 目安 (E1050/E1050T) 60~85cm 目安 (E1050-S/E1050T-S) 55~80cm 目安
②	45cm 以上
③	80cm 以上
④	(630/630T) 132cm 以上 (930/930T) 163cm 以上 (E1050/E1050T) 150~175cm 以上 (E1050-S/E1050T-S) 130~155cm 以上
⑤	(630/630T) 30cm 以下 (930/930T) 45cm 以下 (E1050/E1050T) 45cm 以下 (E1050-S/E1050T-S) 45cm 以下
⑥	30cm 以上
⑦	94cm 以上



共通 ベースプレートよりも小さい縁石や凹凸が大きい床面、芝生、滑りやすい床面の上には設置できません。



TOAGOSEI グループ
アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)796-8040
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00 (12:00~13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
- 個人情報には適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

■お問い合わせは…