

安 あんじゅ 寿

入浴介護用品  
防カビW (ダブル)

SIAA  
防カビ加工

防カビ **W** ダブル

防カビ加工

クリーン構造

素材と機能の **W** 効果で  
キレイが続く。


ARONKASEI CO., LTD.



# 防カビW ダブル

# 防カビ剤

## 防カビ加工




カビを寄せ付けない!

SIAA 防カビ認証取得!



【注意事項】

- ・防カビ試験は、SIAA 指定法にて実施しています。
- ・防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
- ・使用条件によってはカビが発生する場合があります。
- ・SIAAの安全性基準に適合しています。




### 防カビ剤入りと防カビ剤なしの比較 (ソフトパッド)


<p><b>Before</b></p> <p>検体へ予め調整した孢子懸濁液 (カビ孢子+無機液体培地) を滴下。</p>	<p><b>8週間保存*</b></p> <p>24±1℃、 相対湿度95% RH以上</p>	<p><b>After</b></p> <p>保存培養後のカビ(菌糸)の発育状態を観察する。</p>
		<p>※ SIAA 指定法では4週間保存になります。 ※写真は全てイメージです。</p>

【防カビ加工の対象部位】カビが生えたと取り除きにくいソフトパッドやグリップ部に防カビ加工を施しています。


#### シャワーベンチ



#### 浴槽手すり




#### 浴槽台



# だけじゃない。ダブルの効果

## クリーン構造



防汚構造で  
キレイが続く!

## 乾きやすい“速乾構造”

座面  
直立



座面が直立するので、水切れが良い!  
(折りたたみシャワーベンチFシリーズ、HPフィット)



楽な姿勢で持ち運びができる持ち手



業界最薄  
15cm

が続く  
効果

乾かすため、外に出しても邪魔にならない  
折りたたみ幅業界最薄 15cm

浴槽  
簡単取付



乾燥させるために浴槽から取り外した  
場合でも、ワンタッチ幅調節・  
トルク制御で簡単に取付できる  
(浴槽手すりNシリーズ)



取付  
簡単

ソフト  
パッド  
簡単  
取外し



乾燥させる際に、ソフトパッド  
を簡単に取り外せる  
(シャワーベンチ、浴槽台ソフト)




水抜き穴



製品内に水を溜めない  
水抜き穴で乾きやすい  
(シャワーベンチ、浴槽手すり、浴槽台)

設置している状態で自然と水が抜けていきます。




防水パッド




水を吸収しない  
ソフトパッド素材  
(シャワーベンチ、浴槽台ソフト)

水を吸収しない「独立気泡構造」のソフトパッド。



水を通しません!!



# でカビから守る!

## 汚れがたまりにくいシンプル&フラット構造



ネジまわりなどに汚れがたまらない、調節部のカバー(浴槽手すり)



幅調節部カバー。凹凸が少なく汚れが簡単に拭き取れます。



高さ調節部ネジカバー。ネジの部分に汚れがたまるのを防ぎます。



部品が少なく、汚れがたまりにくいシンプルな構造(シャワーベンチ、浴槽手すり、浴槽台)



ソフトパッドは水切れのよいフラットデザイン。




グリップ部と一体となったひじ掛けデザインで汚れがたまらない(シャワーベンチ)



## カビはどうしてできる?

カビは「暖かく」「湿度が高くて(水分がある)」「栄養分(石けんカスや垢)があり」「酸素がある」ところで発生しやすくなります。

カビには、浴室でよく見る「黒カビ」、水周りで多い「赤いぬめり」があり、目で見つけられた時には、すでに多くの胞子の繁殖が進んでいます。カビは放置しておくとも繁殖を続け、なかなか落とすことができません。まず、カビが発生しにくい環境を作ることが大切です。



## 豆知識

お手入れすることで、さらにカビの発生を抑えることができます。

### 1 熱いお湯

ご使用になった製品に熱いお湯(40℃~60℃)をかけます。湯垢などのカビの栄養素を溶かします。シャワーを使うと便利です。(注)やけどには十分にご注意ください。




### 2 冷たい水

次に冷たい水をかけます。熱気がこもらないように冷やします。シャワーを使うと便利です。



### 3 乾燥

最後に製品の水分を拭き取り、直射日光を避けて風通しのよい環境で乾燥させてください。





# 製品一覧表

## ●アイコン説明

対象:全商品共通



部品少ないシンプル構造で汚れ防止



製品に水を溜めないため、乾きやすい

対象:シャワーベンチ

対象:浴槽手すり

対象:シャワーベンチ・浴槽台ソフト



座面直立のため、水切れが良い



簡単取付で乾燥便利



ソフトパッドの簡単取外しで乾燥便利



グリップ一体デザインで汚れ防止



調節ネジカバーで汚れ防止



水を吸収しないパッドで乾きやすい

	価格:円 (税別)	SIAA 防カビ加工	機能一覧表					
			座面 直立	ソフト パッド 簡単 取外し	水抜き穴	防水パッド	シンプル構造	一体グリップ
折りたたみシャワーベンチ FS/FU/FSフィット	27,000	●	●	●	●	●	●	●
折りたたみシャワーベンチ FC(背付タイプ)	22,000	●	●	●	●	●	●	—
折りたたみシャワーベンチ HPフィット	36,000	●	●	●	●	●	●	●
折りたたみシャワーベンチ IS/IU	25,000	●	—	●	●	●	●	●
折りたたみシャワーベンチ ISフィット	24,000	●	—	●	●	●	●	●
折りたたみシャワーベンチ ISフィット(「骨盤サポート」タイプ)	24,000	●	—	●	●	●	●	●
折りたたみシャワーベンチ IN-S	24,500	●	—	●	●	●	●	—
コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC(背付タイプ)	20,000	●	—	●	●	●	●	—
コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC(「骨盤サポート」タイプ)	20,000	●	—	●	●	●	●	—
折りたたみシャワーベンチ TS/TU	23,000	●	—	●	●	●	●	●
背付シャワーベンチ Mini/ シャワーベンチ Mini	16,500/ 12,500	●	—	●	●	●	●	—
背付シャワーベンチ Mini S/ シャワーベンチ Mini S	16,500/ 12,500	●	—	●	●	●	●	—
ひじ掛け付シャワーベンチ TH-S/TH-U	27,000	●	—	●	●	●	●	●
ひじ掛け付シャワーベンチ まわるくん	35,000	●	—	●	●	●	●	●
ひじ掛け付シャワース HP	35,000	●	—	●	●	●	●	●
ひじ掛け付シャワーベンチ RE-U/RE-Uワイド	25,500	●	—	●	●	●	●	—
背付シャワーベンチ CPE-N/ シャワーベンチ CPE-N	16,500/ 12,500	●	—	●	●	●	●	—
背付シャワーベンチ C/ シャワーベンチ C	13,500/ 10,500	●	—	—	●	—	●	—

シャワーベンチ

		価格:円 (税別)	SIAA 防カビ加工	機能一覧表			
				浴槽 簡単取付	水抜き穴	調節部カバー	シンプル構造
浴槽手すり	高さ調節付浴槽手すり UST-130N	26,500	●	●	●	●	●
	高さ調節付浴槽手すり UST-200N	27,500	●	●	●	●	●
	高さ調節付浴槽手すり UST-130R	22,500	●	—	●	●	●
	ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB	30,000	●	—	●	●	●
	高さ調節付浴槽手すり UST-165W	30,000	●	—	●	●	●
	高さ調節付浴槽手すり UST-130	18,500	●	—	●	●	●

		価格:円 (税別)	SIAA 防カビ加工	ソフト パッド 簡単 取付	水抜き穴	防水パッド	シンプル構造
				●		●	
浴槽台	アルミ製浴槽台シリーズ ジャスト10-15/ジャスト15-25	17,000	●	—	●	—	●
	アルミ製浴槽台シリーズ ジャストソフト10-15/ジャストソフト15-25	18,000	●	●	●	●	●
	ステンレス製浴槽台R 10シリーズ	17,000	●	—	●	—	●
	ステンレス製浴槽台R 12-15シリーズ/15-20シリーズ/ 17.5-25シリーズ/20-30シリーズ	18,000	●	—	●	—	●
	ステンレス製浴槽台R ソフト10シリーズ	18,000	●	●	●	●	●
	ステンレス製浴槽台R ソフト12-15シリーズ/ソフト15-20シリーズ/ ソフト17.5-25シリーズ/ソフト20-30シリーズ	19,000	●	●	●	●	●
	高さ調節付浴槽台R かるぴったん ミニ/標準	15,500	●	—	●	—	●
	高さ調節付浴槽台R かるぴったん ミニソフト/標準ソフト	17,500	●	●	●	●	●

## 部品交換対応


万が一、カビなどで汚れても  
部品ごとに交換ができます。

### シャワーベンチ




※折りたたみシャワーベンチ IS、IU、ISフィット、ISフィット骨盤サポートは除く。

### 浴槽手すり



### 浴槽台



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475  
 大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100  
 名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011  
 福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

■お問い合わせは…