

折りたたみシャワーベンチ **楽おり** シリーズ
F-S / F-U / F-S フィット / FC 背付タイプ

この薄さ、ウルトラ級。





Ultra Slim

「浴室環境を広く使いたい」 一番多い悩みの解決策。


片手で折りたためる、
転倒予防のためのシャワーベンチ

楽おり シリーズに・・・!



一人入浴でも介助入浴でも身体を支えながら折りたたみ動作ができるので転倒予防につながります。

今までより「薄く」たためる
新製品が登場。



軽い



腕を曲げずに持ち運び
できるので、重さを感じ
ずに楽に持ち運びが
えます。

業界
最軽量

安全・安心な構造



① ジャマにならない
湾曲フレーム

横移乗するとき、体を洗うとき
もジャマにならない湾曲フ
レーム。

② 前脚の張り出しを低減

前脚の張り出しを抑え、横移
乗のときの足の引っかかりを
防ぎます。

選定の目安



座位を安定させたい方に
【ひじ掛け付タイプ】



FS/FU

利用者に、浴室環境に
ちょうどいいサイズ



FSフィット

背もたれだけで座位が安定する方に
【背もたれ付タイプ】



FC(背付タイプ)


New Color

気持ちいやされるグリーンカラーを
新たにラインナップ。ナチュラル
テイストな浴室環境にもよく合
います。

Green



折りたたみシャワーベンチ FS/FU/FSフィット/FC背付タイプ



※組立完成品 ※最大使用者体重：100kg

特定福祉用具 / 特定介護予防福祉用具

		F S	F U	FSフィット	FC背付タイプ
商品コード	レッド	536-050	536-053	536-056	536-059
	ブルー	536-051	536-054	536-057	536-060
	グリーン	536-052	536-055	536-058	536-061
JAN	レッド	85165-4	85167-8	85169-2	85174-6
	ブルー	85166-1	85170-8	85172-2	85175-3
	グリーン	85171-5	85168-5	85173-9	85176-0
TAIS	000468			000469	000502
メーカー希望 小売り価格	27,000 円 (税抜)				22,000 円 (税抜)
製品寸法	幅51×奥行40~48×高さ67~77cm (座面までの高さ：35~45cm)			幅46×奥行38~46×高さ65~75cm (座面までの高さ：33~43cm)	幅40×奥行38~46×高さ63~73cm (座面までの高さ：33~43cm)
重量(kg)	約4			約4	約3
梱包サイズ	幅96×奥行17×高さ53cm			幅93×奥行17×高さ48cm	幅84×奥行17×高さ42cm
梱包重量(kg)	約13			約13	約10
入数	2				
材質	座面・背もたれ：ポリエチレン / ひじ掛け・折りたたみジョイント：ポリプロピレン / 座面ロック：ポリプロピレン グリップ：エラストマー樹脂 / ソフトパッド (座面・背もたれ)：EVA樹脂 / 脚パイプ・短管：アルミニウム 金属部品：ステンレス・アルミニウム・黄銅 / 脚ゴム：合成ゴム				

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。



ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
 大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
 名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
 福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735
 (受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

■お問い合わせは…