

医療施設でのお困りごとを解決！ 感染対策商品のご提案



排泄支援

昨年度導入した病院・施設の声

家具調トイレセレクトR 自動ラップ

128,000円(税抜)～

- ワンタッチ操作で排泄物をラップ処理できるので、バケツを洗う必要がありません。
- 排泄物のラップ処理には専用の凝固剤とフィルムカセットを使います。
- フィルムと凝固剤は1回の使用で約50円と非常に経済的です。
- ご利用者の身体状況に合わせて、ひじ掛けや座面高さの調節も行えます。



排泄物を
フィルムで密封!



発熱外来に新しくプレハブを建て、要介護者向け待合室としたけれど、トイレを分離する必要がありました。自動ラップを導入することでトイレの分離だけでなく、バリアフリートイレとして使うこともできました。



さらに、コロナ禍で利用者様の隔離が必要になった際に、**ゾーニング対応として共用トイレの代替として使用**することができ、職員様の負担も少なく好評です!



水洗ポータブルトイレ キューレット

(屋外仕様)525,000円(税抜)～ (室内仕様)570,000円(税抜)～

- 新幹線のトイレと同じような原理で動く水洗ポータブルトイレです。水洗式なので部屋のニオイの低減と、汚物処理負担の低減に繋がります。
- 排水方式は、工事不要で排泄物を密閉容器に複数回貯留する室内仕様と、工事を行い排泄物を直接下水へ排水する屋外仕様が選べます。
- トイレは温水洗浄機能付で陰部の衛生にも役立つ家具調と、軽量で移動や拭き取りが簡単な樹脂製が選べます。

自分で
排泄物を
流せます

職員の
負担軽減

後処理不要で負担軽減

屋外仕様



工事不要で簡単設置

室内仕様



真空の力で排泄物を
一気に吸引!



昨年度導入した病院・施設の声

感染症対策を目的にキューレットを購入しました。感染者が発生したときに居室内に隔離する必要があり、水洗ポータブルトイレの導入に至りました。



2020年にキューレットを導入しました。排泄物による感染対策の目的に加え、現場でポータブルトイレのニオイに困っている状況がありその改善のために導入しました。導入効果が確認できたので、2021年にもう1台導入して現場で役立てています。

ポータブルトイレ用処理袋 すっきりポイ

(30枚入)3,900円(税抜)

- 既存のポータブルトイレに!

汚物処理が
簡単に

バケツに
被せるだけ



職場環境の改善に

飛沫対策 三面パーテーション

15,000円(税抜)



▶ オフィスデスクにも最適 幅 110 cm^{※1}

▶ 正面に加え側面の対策も 奥行 60 cm

▶ しっかりとした飛沫対策 高さ 70 cm^{※2}

オフィスで安心して働ける環境作りに。
新しい生活様式の1つです。

安心・安全・便利な三面パーテーション

三面式なので正面と側面の
飛沫を防止

コの字形なので
机4つに2台で対応
できるので経済的



軽量なので設置・移動が
ラクができる

声の通りが良い
フィルムを採用

視認性が高く
角丸の安全フレーム

組立式なので未使用時は
コンパクトに収納可能^{※2}

※1 使用時サイズ:幅110×奥行60×高さ70cm または、幅95×奥行67.5×高さ70cm
収納時サイズ:幅16×奥行13.5×高さ91cm

※2 天面の高さ70cm以上の机に使用した場合、床から140cm以上の高さに設定できます

高さ70cmのパーテーションが飛沫対策に効果的なワケ



日本人男性
平均座高
約92cm

一般的な
イスの高さ
40cm

頭上までの
高さ
床から
約132cm



パーテーション
高さ
70cm

一般的な机の
高さ
72cm

パーテーション高さ
床から約140cm
||
飛沫対策に
効果が高い

是非、お使いの机に合ったパーテーションをご検討ください

令和3年度 新型コロナウイルス緊急包括支援交付金(医療分)

- 基準額：厚生労働大臣が必要と認めた額
- 対象経費：需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、修繕料等)、備品購入費、会議費等
- 交付率：10/10

厚生労働省発政医0401第4号 令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付についてより抜粋

※詳細は各自治体の担当窓口へ問い合わせください。



アロン化成株式会社

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)