



折りたたみシャワーベンチ HPフィット

座ったままお尻を洗えて安心 介護負担も軽減へ



身体を洗う際に中腰姿勢や立位姿勢が
とりづらい方の困りごと



中腰姿勢が
大変

支えながら
洗うのが大変




U字形の溝で
座ったまま
お尻を洗えます。

利用者の転倒防止だけでなく、
介助者が身体を支える必要がなくなり、
負担が軽減します。

利用者の
転倒防止に！


介助者の
負担軽減に！



U字溝座面




シャワーヘッドを差し込んで局部を洗うことができます。




入浴時に体が温まり、排便が誘発されることがあります。U字溝の下面が受けとめ、座面や床が汚れにくくなっています。

使わないときはすっきり収納



折りたたむと幅19cmなので、ちょっとしたすき間に収納できます。

お尻が落ち込みにくい座面クッション



U字溝の中央部を狭くすることで、お尻の小さな方でも落ち込みにくい配慮を行っています。

コンパクトサイズ



製品幅46cmと、狭い洗い場でも、コンパクトなサイズなので、利用者の移動や介助スペースをより広く確保できます。



レッド



ブルー

ソフトパッド仕様
(抗菌加工済)

特定福祉用具
特定介護予防福祉用具

組立完成品

仕様

折りたたみシャワーベンチ HPフィット


商品コード	レッド 536-070 ブルー 536-071
商品サイズ	幅46×奥行45～53×高さ64～74cm (座面までの高さ:33～43cm) (折りたたみ時:幅46×奥行19×高さ78～89cm)
商品重量	約4.1kg
材質	(座面・背もたれ) ポリエチレン (グリップ) エラストマー樹脂 (ひじ掛け) ポリプロピレン (脚ゴム) 合成ゴム (ソフトパッド) EVA樹脂 (パイプ) アルミニウム
梱包入数	2
JAN	レッド 49-70210-858189 ブルー 49-70210-858196

最大使用者体重
100kg


36,000円(税抜)

商品寸法図

立体図




折りたたみ時



座面寸法図

単位: cm



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

■お問い合わせは…