

ステンレス製浴槽台R“あしぴた” ジャストソフト (ソフトクッションタイプ)

部 品 名	部品コード	価 格(円)	写 真	部 品 名	部品コード	価 格(円)	写 真
浴槽台 ジャストソフト用天板 ※1	591538	2,800(税抜)	No Image	吸盤付脚ゴム (4個入)	591562	2,600(税抜)	
浴槽台 ジャスト ソフトクッション	591525	2,900(税抜)		吸盤付脚ゴム・ 短管4本セット12-15 ※2	591563	3,800(税抜)	
				吸盤付脚ゴム・ 短管4本セット15-20 ※3	591564	4,200(税抜)	
				吸盤付脚ゴム・ 短管4本セット17.5-25 ※4	591285	4,400(税抜)	No Image
				吸盤付脚ゴム・ 短管4本セット20-30 ※5	591565	4,600(税抜)	
				ステン浴槽台 はめ込みピン (4個入) レッド	591447	2,600(税抜)	
				ステン浴槽台 はめ込みピン (4個入) ブルー	591449	2,600(税抜)	

備考

- ※1【浴槽台 ジャストソフト用天板】ソフトクッションは付属していません。
- ※2【吸盤付脚ゴム・短管4本セット12-15】スライド支柱12-15・キャップ付(4)、吸盤付脚ゴム(4)、スペーサー(4)。
- ※3【吸盤付脚ゴム・短管4本セット15-20】スライド支柱15-20・キャップ付(4)、吸盤付脚ゴム(4)、スペーサー(4)。
- ※4【吸盤付脚ゴム・短管4本セット17.5-25】スライド支柱17.5-25・キャップ付(4)、吸盤付脚ゴム(4)、スペーサー(4)。
- ※5【吸盤付脚ゴム・短管4本セット20-30】スライド支柱20-30・キャップ付(4)、吸盤付脚ゴム(4)、スペーサー(4)。