

歩行車
ショッピングターン

安^{あんじゅ}寿

Sh★opping Turn



歩行車のまま
買い物できる



ARONKASEI CO., LTD.



ショッピングターン
解説ビデオ公開中



Shopp




買い物カゴが
載せられる



歩行車のまま買い物ができる

スーパーのカゴを載せられるので、店舗のカートが不要になります。

こんな声に対応しました



無くならない
かしら...

歩行車を店に置きっ放しに
すると無くなるのが心配。



フラフラ...

歩行車から店舗のカート
に変えるとき、転びそうで
不安。


バスケットホルダーが
あるため、カゴを安定し
て置くことができます。



カゴをフックで
固定できます。



積載可能なカゴ

底面サイズ	 横43~51cm 縦31~37cm
-------	--

※製品にカゴは
付属しません。

ing Turn



大容量簡易保冷バッグ

エコバッグなどに入れた購入物をそのままバッグに入れて持ち帰れます。

※簡易保冷バッグのため、生鮮品を長時間入れたままにしないでください。

バッグ容量
大容量 **12ℓ**



身長の高い方も利用可能

ハンドル高さが 72.5～90cmの間で調節可能。
背の高い方でも、安心してご利用いただけます。

ハンドル高さ
最大 **90cm**

軽量設計とハンドリング

軽量設計でちょっとした段差も楽に持ち上げ可能。
回転しやすい前輪設計でスイスイハンドリング。
大きな車輪で凹凸のある道も楽々。

本体重量 車輪直径
約 **6.1 kg** **20cm**






コンパクトに収納できる左右折りたたみ構造



座面付で
休憩できます



商品寸法図



仕 様

歩 行 車 シ ョ ッ ピ ン グ タ ー ン

商品コード	532-325
商品サイズ	幅53×奥行73×高さ72.5～90cm ハンドル高さ：72.5・75・77.5・80・82.5・85・87.5・90cm (8段階) 座面サイズ：幅37.5×奥行18.5cm 座面高さ：47cm 折りたたみサイズ：幅28×奥行73×高さ72.5cm
商品重量	約6.1kg
バッグ容量	約12 L (載荷重：6kg未満)
積載可能な 力	底面サイズ：縦20×横32cm ～ 縦31×横43cm
材 質	座面：ポリエステル バッグ：麻、綿、ポリエステル、EVA樹脂 フレーム：アルミニウム (粉体塗装) ハンドルグリップ：エラストマー ホイール、ブレーキ調節ネジ：ポリプロピレン タイヤ：EVA樹脂
梱 包 入 数	1
カ ラ ー	ページュ
J A N	49-70210-85568-3
T A I S	00221-000507

最大使用者体重
100kg

福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与対象品

52,000 円 (税込57,200円)

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

YouTube

X (旧Twitter)

Instagram



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

●お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
●個人情報 は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…