



※お求めは福祉用具販売店にご相談ください。

## 折りたたみシャワーベンチ IU

部 品 名	部品コード	価 格(円)	写 真	部 品 名	部品コード	価 格(円)	写 真
座面ソフトパッド NF-U(レッド)	591664	4,900 (税込5,390)		背もたれソフト パッドNF(グリーン)	592090	3,600 (税込3,960)	
座面ソフトパッド NF-U(グリーン)	592092	4,900 (税込5,390)		背もたれソフト パッドNF(ブルー)	591666	3,600 (税込3,960)	
座面ソフトパッド NF-U(ブルー)	591663	4,900 (税込5,390)		シャワーベンチ 脚ゴムI型(4個入り) ※1	591669	3,100 (税込3,410)	
背もたれソフト パッドNF(レッド)	591667	3,600 (税込3,960)		シャワーベンチ 脚ゴムJ型(4個入り) ※2	591847	3,100 (税込3,410)	

備考 ※1【シャワーベンチ脚ゴムI型】脚ゴム裏の刻印をご確認ください。脚ゴムそれぞれに、H-FR、H-FL、H-RR、H-RLと刻印がある製品に対応。  
 ※2【シャワーベンチ脚ゴムJ型】脚ゴム裏の刻印をご確認ください。脚ゴムそれぞれに、前、後右、後左と刻印がある製品に対応。



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル  0120-86-7735  
 (受付時間) 祝祭日以外の月～金10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)