

「やりたい」を  
「できる」に変えよう。

### ストーマ袋の気になる臭いに、 ケスモン® 加工シートの確かな効果 消臭成分入りの潤滑剤で満足できない方に




**1日1回、  
貼るだけ簡単!**

臭いが気にならないから  
自信を持って人との関わりができ、  
外出も安心です




## 化学の力で瞬時に消臭!



潤滑剤と併用するとさらに高い効果が期待できます

### ほとんどのメーカーのガス通気口の サイズに対応できます!

※ご使用前にストーマ袋のガス通気口の大きさと本製品の寸法をご確認ください。




ストーマ装具用ケスモン消臭パッチ 1,980円 (税込 2,178円) / 30枚入 日本製

材質	PET (ケスモン配合)	商品サイズ	35×25mm
消臭剤	無機系消臭剤 (ケスモン)	商品コード	555-002
梱包入数	30 (1包装 30枚入り)	JANコード	49-70210-09836-3

※「ケスモン」は東亜合成株式会社の登録商標です。

#### 使い方

- ①台紙からストーマ装具用ケスモン消臭パッチを一枚はがします。
- ②ストーマ袋のガス通気口を覆い隠すように、貼り付けます。(粘着部で通気口を塞がないようご注意ください)



お問い合わせはこちら



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

●記載価格はメーカー希望小売価格です。  
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。