

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

小さくたたんで 大きく使える



Try Link

コンパクトに収納できる
左右折りたたみ構造



大容量バッグで
買い物にも対応



バッグ容量 大容量13ℓ

歩行車 トライリンク



安心設計

150kg対応なので
小柄な人から大柄な人
まで、幅広くお使い
いただけます。



反射板で安心

曇りの日や夕方方も周りから見えやすく安心



ハンドル高さ

5段階

86.0 cm

83.5 cm

81.0 cm


78.5 cm

76.0 cm



商品寸法図

単位: cm



※最大使用者体重: 150kg

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品

商品コード	532-320
JAN	852323
メーカー希望 小売り価格	43,000 円 (税込47,300円)
商品サイズ	幅56 × 奥行61.5 × 高さ76 ~ 86cm 座面高: 51.5cm
商品重量	約7.1kg
材質	座面: ポリエステル / バッグ: ナイロン / フレーム: アルミニウム ハンドルグリップ・タイヤ・フレーム端部キャップ: エラストマー ホイール・杖ホルダー・杖固定具: ポリプロピレン ブレーキレバー・ブレーキ板: ポリアミド 姿勢保持ベルト: ポリエチレン
梱包入数	1
バッグ載荷量	6.5kg未満(容量約13L)
座面耐荷重	150kg
色調	ブラウン
TAIS	000467

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。

Try Link

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

YouTube



公式チャンネル
アロン化成【安寿】

X (旧Twitter)



@aron_anjyu

Instagram



@aron_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 10:00~16:00(12:00~13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- 個人情報とは適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…